

## ディスポーザブル患者回路

### 再使用禁止

#### 【警告】

1. 使用前に本製品と接続するチューブ類を確実に接続しリークが無いことを確かめること。
2. 他の機器と接合して使用する場合は閉塞がおこらないよう吸気・排気回路が確保されていることを十分に確認し使用すること。
3. サンプリングチューブを使用しないときはサンプリングポートのキャップを確実に閉めておくこと。
4. 本製品の使用により死腔量が増えるため換気条件を確認し必要な場合には再設定すること。

#### 【禁忌・禁止】

1. 包装が少しでも破損していたら本製品を使用しないこと。
2. 本製品を液に浸す、水洗いを行う、ガス滅菌、蒸気滅菌をしないこと。  
[有毒な残留ガスが生じたり呼吸抵抗が危険なレベルにまで増加する可能性があるため]
3. 本製品はディスポーザブル製品のため再使用は行わないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 形状



M1019515

カタログ番号	品名	包装
M1019499	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	20 セット
M1019503	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019507	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019508	ディスポーザブル患者回路 キット小人用	
M1019509	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
**M1019514	ディスポーザブル患者回路 キット小人用	
M1019515	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	

カタログ番号	品名	包装
M1019517	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	20 セット
M1019519	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019521	ディスポーザブル患者回路 キット	
M1019523	ディスポーザブル患者回路 キット	
M1019525	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019527	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019528	ADU 用ディスポーザブル 患者回路キット大人用	
M1019529	ADU 用ディスポーザブル 患者回路キット大人用	
M1019530	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019531	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019532	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019533	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019534	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019535	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019536	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019537	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019538	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019539	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019540	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019541	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019544	ディスポーザブル患者回路 キット小人用	
M1019546	ディスポーザブル患者回路 キット小人用	
**M1019547	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	50 セット
M1019548	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1019549	ディスポーザブル患者回路 キット大人用	
M1032634	ディスポーザブル患者回路 スパイロメトリーキット小人用	
M1040141	サクシオンポート付フレックス チューブ	20 セット
8002937	ディスポーザブル患者回路 22mm 3m	70 セット
557017500	サクシオンポート付フレックス チューブ	

取扱説明書を必ずご参照ください。

## 【使用目的、効能又は効果】

本製品は、閉鎖循環式麻酔器(半閉鎖循環式麻酔器、麻酔システム等を含む)の患者回路として用いる。

## 【品目仕様等】

本体寸法

管径：22mm、又は15mm

## 【操作方法又は使用方法等】

本製品を使用するにあたり、本製品を接続して使用する装置等に付属されている取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

### 使用方法

1. 使用する前に破損等がないことを確認する。  
破損した回路は使用しないこと。
2. 他の構成部品との接続をしっかりと行いリークがないことを確認して使用する。

## 【使用上の注意】

### 重要な基本的注意

1. 医家向け医療機器であるため、医師による使用、及び医師の指示によって使用すること。
2. すべての患者回路は患者に取り付ける前に必ず漏れがないことを確認すること。
3. すべての接続箇所は両手で持ってねじって固定し、漏れがないことを確認すること。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### 貯蔵・保管方法

1. 保管条件  
周囲温度：-30～40℃
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
  - (1) 水のかからない場所に保管すること。
  - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること
  - (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

## 【保守・点検に係る事項】

### 使用者による点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無い目視点検を行うこと。
2. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。
3. 滅菌処理は行わないこと。

## 【包装】

【形状・構造及び原理等】欄を参照

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

\*お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話：0120-187-855

FAX：042-582-6923

製造業者：ビンセントメディカル(ドングアン)

マニュファクチャリング コ リミテッド

(VincentMedical(DongGuan)Manufacturing Co., Ltd.)

国名： 中華人民共和国

製造業者： グローバル メド インク

(Global Med Inc.)

国名： カナダ

製造業者： エーアンドジー リミテッド

(A&G Ltd.)

国名： エストニア

社内部品番号： 5442498